

Wb 및 Elisa용 Cas9 토끼 다클로날 항체 - Cas9

품목 번호: CM0013719

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA 실험용 CAS9 토끼 다클로날 항체(pAb). 황색포도상구균(Staphylococcus aureus) 유래 CAS9를 검출하며, 인간 및 기타 종과의 교차 반응성이 예측됩니다. 재조합 면역원입니다. CRISPR 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 사양                                                                                       |
| 제품명         | CAS9 Rabbit pAb                                                                          |
| 비고/별칭       | CAS9                                                                                     |
| 종           | 황색포도상구균 (Staphylococcus aureus)                                                          |
| 유전자 ID (인간) | CAS9                                                                                     |
| 유전자 ID      | 901176                                                                                   |
| 면역원         | Streptococcus pyogenes M1 GAS CAS9 (NP_269215.1)의 아미노산 450-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                                              |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                                          |
| 응용          | WB, ELISA                                                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 기타 (광범위한 반응 예측됨)                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                                     |