


Wb, Ihc-P, Elisa용 Casc5 토끼 다클론 항체 - Q8Ng31

품목 번호: CM0017026



소개

인간 CASC5/KNL1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 랫드에서 검출되며, 동원체 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CASC5 토끼 pAb
비고/별칭	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
종	인간
유전자 ID (인간)	57082
유전자 ID	57082
면역원	인간 CASC5(NP_733468.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q8NG31
단백질 분자량	265kDa
배송	얼음팩