

카제인 키나아제 2 베타 (Csnk2B) 토끼 다클론 항체 - P67870

품목 번호: CM0017743



소개

인간 CSNK2B에 대한 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. CK2 신호 전달 및 EBV 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	카제인 키나아제 2 베타 (CSNK2B) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; 카제인 키나아제 2 베타 (CSNK2B)
종	인간
유전자 ID (인간)	1460
유전자 ID	1460
면역원	인간 카제인 키나아제 2 베타 (카제인 키나아제 2 베타 (CSNK2B)) (NP_001311.3)의 아미노산 1-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P67870
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스 팩