

Caspase-8 Rabbit Pab - O89110

품목 번호: CM0013917

소개

세포사멸, 네크로프토시스, 피로프토시스의 핵심 조절자인 Caspase-8에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간과 마우스에 반응합니다. 세포사멸 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Caspase-8 Rabbit pAb
비고/별칭	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
종	마우스
GeneID (Human)	841
GeneID	12370
면역원	재조합 단백질; 마우스 Caspase 8 (NP_033942.1)의 아미노산 4-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O89110
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백