

Cast Rabbit Pab For Wb, Elisa - P20810

품목 번호: CM0030989

소개

인간 CAST (Calpastatin)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB 및 ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 칼파인 억제, 근육 분해 및 프로테아제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CAST Rabbit pAb
비고/별칭	BS-17; PLACK; ST
종	인간
GeneID (Human)	831
GeneID	831
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20810
단백질 무게	77kDa
배송	아이스백