


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Castor1 토끼 다클로날 항체 - Q8Wtx7

품목 번호: CM0019280



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 CASTOR1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 CASTOR1을 검출하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. mTORC1 신호 전달 연구를 위한 세포질 아르기닌 센서입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CASTOR1 Rabbit pAb
비고/별칭	GATSL3; CASTOR1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	652968
면역원(Immunogen)	인간 CASTOR1 (NP_001032755.1)의 아미노산 1-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8WTX7
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)