


카텝신 G 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P08311

품목 번호: CM0028599



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 카텝신 G 토끼 pAb로, 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 염증, 면역 반응 및 항미생물 활성에서 세린 프로테아제 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	카텝신 G 토끼 pAb
비고/별칭	CG; CATG; Cathepsin G
종	사람
유전자ID	1511
면역원	사람 카텝신 G (NP_001902.1)의 아미노산 21-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P08311
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩