


Caveolin-1 폴리클론항체 (토끼) For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

품목 번호: CM0023732



소개

인간 Caveolin-1 (CAV1)을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역형광(IF-P), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 대해 검증됨. 쥐 및 래트와 교차반응. 세포소포 연구, 세포 신호전달, 막 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Caveolin-1 토끼 pAb
비고/별칭	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
종	인간
유전자 ID (인간)	857
유전자 ID	857
면역원	인간 Caveolin-1 (NP_001744.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q03135
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백