

Caveolin-3 Rabbit Pab - P56539

품목 번호: CM0016008

소개

Caveolin-3 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA용으로 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 세포막 수리 및 신호전달을 위한 근육 특이적 스캐폴딩 단백질인 caveolin-3을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Caveolin-3 Rabbit pAb
비고/별칭	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
종	인간
유전자 ID	859
면역원	인간 Caveolin-3 (NP_001225.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P56539
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백