

## Cbfb 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - Q13951

품목 번호: CM0028808



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증된 CBFB 토끼 다클론 항체입니다. 조혈 작용과 면역 기능의 핵심 전사 보조 조절인자인 사람, 생쥐, 랫드 코어 결합 인자 서브유닛 베타를 인식합니다. 암 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CBFB 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭      | CLCD2; PEBP2B; CBFB                                                  |
| 종          | 사람                                                                   |
| 유전자ID (사람) | 865                                                                  |
| 유전자ID      | 865                                                                  |
| 면역원        | 제조업 단백질 사람 CBFB (NP_001746.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질. |
| 기원         | 토끼                                                                   |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                               |
| 응용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성     | 사람, 생쥐, 랫드                                                           |
| SWISS      | Q13951                                                               |
| 단백질 분자량    | 22kDa                                                                |
| 배송         | 아이스 팩                                                                |