

Cbr3 (Sdr21C2) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O75828

품목 번호: CM0024769



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 CBR3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CBR3을 인식하며, 퀴논과 항암제의 NADPH 의존적 환원에 관여하는 카보닐 환원효소 3를 표적으로 합니다. IVD 연구개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CBR3 토끼 pAb
비고/별칭	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
종	인간
유전자 ID (인간)	874
유전자 ID	874
면역원	인간 CBR3 (NP_001227.1)의 아미노산 118-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75828
단백질 분자량	31kDa
배송 방법	아이스백