


Wb 및 Elisa용 Cbx2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q14781

품목 번호: CM0011690



소개

인간 CBX2(Polycomb 그룹 단백질)에 대한 토끼 단일 클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. WB 및 ELISA에서 검증됨. CBX2는 염색질 조절, 유전자 침묵 및 성 발달에 중요합니다. 후생유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CBX2 Rabbit mAb
비고/별칭	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
종	인간
유전자 ID	84733
면역원	인간 CBX2 (Q14781)의 아미노산 433-532에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일 클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14781
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백