

Ccar2/Dbc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

품목 번호: CM0019490



소개

WB, IHC-P, ELISA용 CCAR2/DBC1 (p30 DBC)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 랫 단백질을 검출합니다. 세포자멸사, 전사 조절 및 일주기 리듬에서의 역할을 연구합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CCAR2/DBC1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; 세포 주기 및 세포자멸사 조절자 2; CCAR2/DBC1
종	인간
GeneID (Human)	57805
면역원	인간 CCAR2/DBC1 (NP_066997.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫
SWISS	Q8N163
단백질 분자량	102kDa/103kDa
배송	아이스백