


Ccl21 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

품목 번호: CM0021734



소개

인간 CCL21(6Ckine/SLC)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 림프구 호밍 및 케모카인 연구에 이상적. 약 15 kDa에서 밴드를 인식. 인간 CCL21과 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL21 Rabbit pAb
비고/별칭	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
종	인간
GeneID	6366
면역원	인간 CCL21 (NP_002980.1)의 아미노산 24-134를 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00585
단백질 무게	15kDa
배송	아이스백