

Ccl25 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O15444

품목 번호: CM0019213

소개

CCL25 Rabbit pAb는 인간 CCL25에 특이적인 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. T-세포 발달 및 염증 반응에서 흥선 발현 케모카인 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL25 Rabbit pAb
비고/별칭	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
종	인간
GeneID (Human)	6370
GeneID	6370
면역원	인간 CCL25 (NP_005615.2)의 아미노산 24-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15444
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백