

Ccl7 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P80098

품목 번호: CM0022573



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증된 토끼 다클론 CCL7 항체입니다. 면역 세포 모집 및 염증에 관여하는 케모카인인 인간 및 래트 CCL7과 반응합니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CCL7 토끼 pAb
비고/별칭	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
종	인간
유전자ID (인간)	6354
유전자ID	6354
면역원	재조합 단백질 인간 CCL7(NP_006264.2)의 아미노산 1-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P80098
단백질 분자량	11kDa
배송 방법	아이스백