

Ccr7 Rabbit Pab - P47774

품목 번호: CM0030757

소개

WB 및 ELISA용 CCR7 토끼 다클로날 항체. 마우스 및 랫트 CCR7와 반응합니다. 케모카인 수용체 매개 면역 세포 이동 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 값                                                       |
| 제품명                      | CCR7 Rabbit pAb                                         |
| 비고/별칭                    | EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CKR-7     |
| 종(Species)               | Mouse                                                   |
| GeneID (인간)              | 1236                                                    |
| GeneID                   | 12775                                                   |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 CCR7 (NP_031745.2)의 아미노산 211-310 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | Rabbit                                                  |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체                                                |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Rat                                                     |
| SWISS                    | P47774                                                  |
| 단백질 분자량                  | 43kDa                                                   |
| 배송(Shipping)             | 아이스백                                                    |