

Cd11B (Integrin Alpha-M) 토끼 폴리클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P11215

품목 번호: CM0019092



소개

인간 CD11b(Integrin alpha-M)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, Western blot 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 면역 세포 접착, 보체 수용체 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD11b 토끼 pAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
종	인간
유전자 ID (인간)	3684
유전자 ID	3684
면역원	인간 CD11b(NP_000623.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11215
단백질 무게	127kDa
배송	아이스팩