

Cd11B 토끼 Polymab® 단클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용 - P11215 / P05555

품목 번호: CM0009373



소개

인간 CD11b(인테그린 α -M, MAC-1)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역, 세포 접착 및 백혈구 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CD11b 토끼 PolymAb®
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
유전자 ID (인간)	3684
유전자 ID	3684/16409
면역원	인간 CD11b (NP_000623.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11215/P05555
단백질 분자량	127kDa
배송 방식	아이스 팩