

Cd11B/Itgam 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P11215

품목 번호: CM0014983



소개

인테그린 알파-M(CD11b/ITGAM)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 세포 접착, 식작용 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD11b/ITGAM 토끼 pAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
종	사람
유전자ID	3684 (사람)
면역원	CD11b/ITGAM (NP_000623.2)의 아미노산 145-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백