

## Cd138 Rabbit Mab - P18827

품목 번호: CM0008227



### 소개

IHC-P, FC 및 ELISA용 CD138 토끼 단일클론 항체.  
 사람 및 안대원숭이(Cynomolgus monkey)  
 CD138/Syndecan-1을 인식합니다. 형질세포 연구 및  
 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CD138 Rabbit mAb                                               |
| 비고/별칭       | SDC; CD138; SYND1; syndecan                                    |
| 종           | 사람 (Human)                                                     |
| 유전자 ID (사람) | 6382                                                           |
| 유전자 ID      | 6382                                                           |
| 면역원         | 사람 CD138 (NP_002988.4)의 아미노산 23-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                |
| 응용          | IHC-P, FC, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 안대원숭이 (Cynomolgus monkey)                          |
| SWISS       | P18827                                                         |
| 단백질 분자량     | 32kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백 (Ice bag)                                                 |