


Wb, If/Icc, Elisa용 Cd14 토끼 다클로날 항체 - P08571

품목 번호: CM0028420



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 CD14 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 CD14를 검출합니다. 선천성 면역 및 LPS 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD14 Rabbit pAb
비고/별칭	CD14
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	929
GeneID	929
면역원(Immunogen)	사람 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08571
단백질 분자량(Protein Weight)	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)