


Cd146/Mcam Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - P43121

품목 번호: CM0021970



소개

인간 CD146/MCAM을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 MCAM을 검출하며, 세포 접착, 암 전이 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD146/MCAM Rabbit pAb
비고/별칭	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MeCAM
종	인간
GeneID	4162
면역원	인간 CD146/MCAM (NP_006491.2)의 아미노산 447-646에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백