

Wb 및 Elisa용 Cd160 토끼 다클로날 항체 - O95971

품목 번호: CM0028577



소개

사람 CD160을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 세포 수용체 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD160 Rabbit pAb
비고/별칭	NK1, BY55, NK28, CD160
종(Species)	사람 (Human)
Gene ID (사람)	11126
Gene ID	11126
면역원(Immunogen)	재조합 단백질, 사람 CD160 (NP_008984.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	O95971
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)