

Cd172A/Sirpα Rabbit Mab For Wb, If/Icc, Elisa - P78324

품목 번호: CM0005496



소개

CD172a/SIRPα Rabbit mAb (P78324)는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 신호 조절 단백질 알파 연구를 위한 고품질 특이성 단클론 항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD172a/SIRPα Rabbit mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
종	인간
유전자 ID	140885
면역원	인간 CD172a/SIRPα (P78324)의 아미노산 395-495에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P78324
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩