


Cd18 Rabbit Pab - P05107

품목 번호: CM0024283



소개

CD18 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 Integrin beta-2 (ITGB2, LFA-1, MAC-1)를 검출하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 백혈구 부착 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD18 Rabbit pAb
비고/별칭	LAD; CD18; MFI7; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
종	인간
GeneID (인간)	3689
GeneID	3689
면역원	CD18 (NP_000202.3)의 아미노산 23-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05107
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백