

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Cd19 토끼 단일클론 항체 - P15391

품목 번호: CM0003393



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 CD19 토끼 단일클론 항체입니다. BCR 신호 전달에 관여하는 B 세포 공동 수용체인 인간 및 안경원숭이(Cynomolgus monkey) CD19와 반응합니다. B 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD19 Rabbit mAb
비고/별칭	B4; CVID3; CD19
종(Species)	Human
유전자 ID	930
면역원	합성 펩타이드: 인간 CD19 (NP_001761.3)의 아미노산 457-556 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Cynomolgus monkey
SWISS	P15391
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백