


Wb, Elisa용 Cd1B 토끼 Pab - P29016

품목 번호: CM0030016



소개

NKT 세포에 지질 항원을 제시하는 T 세포 표면 당단백질인 인간 CD1B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 면역원으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD1B 토끼 pAb
비고/별칭	R1; CD1; CD1A; CD1B
종	인간
유전자 ID (인간)	910
면역원	인간 CD1B (NP_001755.1)의 아미노산 18-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29016
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩