

Wb, Ihc-P, Elisa용 Cd2 토끼 다클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0029236



소개

인간 CD2(T11, LFA-2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 T세포 접착, 림프구 활성화 및 세포 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD2 토끼 pAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2; CD2
종	인간
GeneID (인간)	914
GeneID	914
면역원	인간 CD2(NP_001758.2)의 아미노산 235-351에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스팩