

Wb, Elisa용 Cd200 토끼 Pab - P41217

품목 번호: CM0026524

소개

WB, ELISA용 고품질 CD200 토끼 pAb (다클로날 항체). 인간 CD200 (OX-2 막 당단백질; SWISS: P41217)를 표적하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. T세포 공동자극 및 골수세포 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD200 토끼 pAb
비고/별칭	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
종	인간
유전자 ID (인간)	4345
유전자 ID	4345
면역원	인간 CD200 (NP_005935.4)의 아미노산 30-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P41217
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩