

유세포 분석용 Cd267/Taci 토끼 단일클론 항체 - Q9Et35

품목 번호: CM0006252

소개

마우스 CD267/TACI(TNFRSF13B)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증됨. APRIL 및 BAFF의 수용체로서 B-세포 기능과 체액성 면역에 중요한 역할을 합니다. 면역학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD267/TACI 토끼 mAb
비고/별칭	Taci; I200009E08Rik; CD267/TACI
종	마우스
GeneID (Human)	23495
GeneID	57916
면역원	재조합 단백질 마우스 CD267/TACI (NP_067324.1)의 아미노산 5-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET35
단백질 무게	27kDa
배송	아이스백