

Cd275 Rabbit Mab For Wb, Elisa - O75144

품목 번호: CM0005238



소개

인간 CD275 (B7H2/ICOSL)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되어 T 세포 공동 자극 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD275 Rabbit mAb
비고/별칭	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
종	인간
GeneID (Human)	23308
GeneID	23308
면역원	인간 CD275 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75144
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백