

Wb, If-P, Elisa용 Cd31/Pecam1 토끼 다클론 항체 - P16284

품목 번호: CM0019027



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용으로 검증된 CD31/PECAM1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 백혈구의 혈관내피 횡단 이동, 세포 접착 및 식균작용에 중요한 83kDa 단백질을 인식합니다. 심혈관 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD31/PECAM1 토끼 pAb
비고/별칭	CD31; PECAM1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
종	인간
GeneID (인간)	5175
GeneID	5175
면역원	CD31/PECAM1의 아미노산 630-738에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_000433.4).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩