

Wb용 Cd34 토끼 Pab - P28906

품목 번호: CM0014361

소개

사람 및 랫드에서 WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 CD34 토끼 다클론 항체. 조혈 및 줄기세포 접착 연구에 적합합니다. 41kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD34 토끼 pAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	사람
GeneID (사람)	947
GeneID	947
면역원	제조항 단백질 사람 CD34(NP_001020280.1)의 아미노산 32-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
SWISS	P28906
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩