

Cd43 토끼 단클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - P16150

품목 번호: CM0006971

소개

인간 샘플에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해
검증된 단클론 토끼 항-CD43 항체입니다. T 세포 기능과
백혈구 동원의 핵심 조절인자인
류코시알린(leukosialin)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD43 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; 류코시알린
대상 종	인간
유전자 ID	6693
면역원	인간 CD43(NP_003114.1)의 아미노산 20-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16150
단백질 분자량	40kDa
운송 조건	아이스 팩