

Cd44 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

품목 번호: CM0014261



소개

인간 CD44에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응함. 세포 접착, 이동 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD44 Rabbit pAb
비고/별칭	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-1, ECMR-III, Hermes-1, CD44
종	인간
GeneID (인간)	960
GeneID	960
면역원	CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백