

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Cd46 토끼 다클론 항체 - P15529

품목 번호: CM0022441



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 CD46 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 랫드의 CD46을 인식합니다. 보체 조절 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD46 토끼 pAb
비고/별칭	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
종	사람
유전자 ID (사람)	4179
유전자 ID	4179
면역원	사람 CD46(NP_722548.1)의 아미노산 40-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	P15529
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩