


Cd59 토끼 다클론 항체 - P13987

품목 번호: CM0023527



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 CD59 토끼 다클론 항체입니다. 인간 CD59(SWISS: P13987, 14kDa)를 표적으로 하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 가집니다. 보체 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD59 토끼 다클론 항체(pAb)
비고/별칭	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
종	인간
유전자 ID (인간)	966
유전자 ID	966
면역원	인간 CD59(NP_001120695.1)의 아미노산 26-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13987
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백