

Cd7 Rabbit Pab - P09564

품목 번호: CM0026805

소개

WB, FC, ELISA에 대해 검증된 CD7 토끼 다클로날 항체. 인간 및 쥐 T-세포 항원 CD7 (GP40/TP41)와 교차 반응합니다. T-세포 및 NK 세포 활성화에 관한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD7 Rabbit pAb
비고/별칭	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
종	인간(Human)
GeneID (인간)	924
GeneID	924
면역원	재조합 단백질: 인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)