


Cd70 토끼 다클론 항체 - P32970

품목 번호: CM0018995



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 CD70 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 면역 조절 및 종양 미세환경 연구에서 CD70-CD27 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD70 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
종	인간
GeneID (인간)	970
GeneID	970
면역원	인간 CD70(NP_001243.1)의 아미노산 47-126번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P32970
단백질 중량	21kDa
배송	아이스팩