

Cd79A 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용) - P11912

품목 번호: CM0007249



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, 유세포 분석, ELISA에서 인간 시료에 대해 검증된 고품질 CD79a 토끼 단클론 항체입니다. BCR 신호 전달 및 면역 연구에 필수적인 25kDa B세포 수용체 알파 사슬(SWISS P11912)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD79a 토끼 mAb
비고/별칭	IGA; MB1; MB-1; IGA1alpha; CD79a
반응 종	인간
유전자ID (인간)	973
유전자ID	973
면역원	인간 CD79a(NP_001774.1)의 아미노산 165-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11912
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스팩