

## Cd79B 토끼 단클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용) - P40259

품목 번호: CM0004829



### 소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 CD79B 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 반응합니다. B세포 수용체 신호 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                             |
|-------------|-------------------------------|
| 제품명         | CD79B 토끼 mAb                  |
| 비고/별칭       | B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B |
| 종           | 사람                            |
| GeneID (사람) | 974                           |
| GeneID      | 974                           |
| 면역원         | 합성 펩타이드                       |
| 공급원         | 토끼                            |
| 카테고리        | 단클론 항체                        |
| 적용 분야       | WB, IF-P, IHC-P, ELISA        |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 쥐                     |
| SWISS       | P40259                        |
| 단백질 분자량     | 26kDa                         |
| 배송 방법       | 아이스 팩                         |