

If/Icc, Elisa용 Cdc25C 토끼 다클론 항체 - P30307

품목 번호: CM0017004



소개

CDC25C 토끼 다클론 항체는 M기 유도인자 인산가수분해효소 3을 표적으로 하며, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 주기 및 종양학 연구에서 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC25C 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CDC25; PPP1R60; CDC25C
종	인간
GeneID (인간)	995
GeneID	995
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30307
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩