

Cdc5L 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q99459

품목 번호: CM0011029



소개

CDC5L 토끼 mAb, WB, IHC-P, ELISA에서 검증 완료.
인간, 마우스 CDC5L(92 kDa)을 인식합니다.
스플라이싱, 세포주기, DNA 손상 연구에 이상적입니다.
UniProt Q99459.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC5L 토끼 mAb
비고/별칭	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
종	인간
유전자ID (인간)	988
유전자ID	988
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99459
단백질 분자량	92kDa
배송 방식	아이스팩