

## Cdh9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9ULb4

품목 번호: CM0013028

### 소개

인간 CDH9(Cadherin-9)에 대한 고품질 토끼  
폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다.  
세포 접착 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.  
UniProt: Q9ULB4.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명            | CDH9 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | CDH9                                                          |
| 종              | 인간                                                            |
| GeneID (Human) | 1007                                                          |
| GeneID         | 1007                                                          |
| 면역원            | 인간 CDH9 (NP_057363.3)의 아미노산 340-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                            |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성         | 인간                                                            |
| SWISS          | Q9ULB4                                                        |
| 단백질 분자량        | 89kDa                                                         |
| 배송             | 아이스팩                                                          |