


Cdk1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06493

품목 번호: CM0005064



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 CDK1 Rabbit 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 CDK1을 검출합니다. CDK1은 G2/M 전이 및 유사분열을 주도하는 중요한 세린/트레오닌 키나제입니다. 종양학, 세포 주기 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK1 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
종	인간
GeneID	983
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06493
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백