

## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Cdk1/2 Rabbit Polymab® 모노클로날 항체 - P06493/P24941

품목 번호: CM0006408



### 소개

CDK1/2 Rabbit PolymAb®은 CDK1/CDK2를 표적으로 하는 토끼 재조합 모노클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CDK1/2 Rabbit PolymAb®                                     |
| 비고/별칭       | CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDKN2; p33(CDK2)                    |
| 종(Species)  | 사람(Human)                                                  |
| 유전자 ID (사람) | 983/1017                                                   |
| 유전자 ID      | 983/1017                                                   |
| 면역원         | 사람 CDK1/2 (P24941)의 아미노산 199-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                 |
| 카테고리        | 모노클로날 항체                                                   |
| 애플리케이션      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                     |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 마우스(Mouse)                                      |
| SWISS       | P06493/P24941                                              |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                      |
| 배송          | 아이스백                                                       |