


## Wb 및 Elisa용 Cdk5Rap3 토끼 다클론 항체 - Q96Jb5

품목 번호: CM0018565



### 소개

인체 시료의 WB 및 ELISA 검증을 거친 CDK5RAP3(C53/IC53/LZAP) 대상 토끼 다클론 항체입니다. 57 kDa의 ufmylation 어댑터 및 세포 주기 조절자를 표적으로 하며, 리보솜 재활용 및 암 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CDK5RAP3 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3 |
| 종           | 인체(Human)                                                       |
| 유전자 ID (인체) | 80279                                                           |
| 유전자 ID      | 80279                                                           |
| 면역원         | 인체 CDK5RAP3(NP_788276.1)의 1-300 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.       |
| 출처          | 토끼                                                              |
| 범주          | 다클론 항체                                                          |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인체                                                              |
| SWISS       | Q96JB5                                                          |
| 단백질 무게      | 57kDa                                                           |
| 배송          | 아이스팩                                                            |