


Wb 및 Elisa용 Cdk9 토끼 다클로날 항체 - P50750

품목 번호: CM0013116



소개

CDK9에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 전사 조절, 세포 주기 및 크로마틴 수정 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDK9 Rabbit pAb
비고/별칭	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1025
GeneID	1025
면역원(Immunogen)	인간 CDK9 (NP_001252.1)의 아미노산 153-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P50750
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)