


Cdkn2A/P16Ink4A Rabbit Pab For Wb, Elisa - P42771 / Q8N726

품목 번호: CM0017794



소개

인간 CDKN2A/p16INK4a를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 적합. 여러 아이소형(8-17 kDa)을 인식. 인간과 교차 반응.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CDKN2A/p16INK4a Rabbit pAb
비고/별칭	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; CDKN2A/p16INK4a
종	인간
GeneID (인간)	1029
GeneID	1029
면역원	인간 CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1)의 아미노산 1-156 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42771/Q8N726
단백질 분자량	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
배송	아이스백